

灭菌性能申明

兹声明，下述手套产品已按照相关国家及国际标准完成灭菌处理，其灭菌效果符合医疗及制药工业用途所规定的无菌要求。

KINGSURE CSM 材质隔离器手套

在以下条件下可使用高压灭菌器灭菌最多 60 个周期：

≤121°C, 30mins

≤130°C, 10mins

可以用过氧化氢消毒: 300000ppm / 24h

可以用过氧乙酸消毒: 15% / 24h

可以用臭氧消毒: 200ppm / 72h

可以用伽马射线消毒

KINGSURE EPDM 材质隔离器手套

在以下条件下可使用高压灭菌器灭菌最多 150 个周期：

≤121°C, 30mins

≤130°C, 10mins

可以用过氧化氢消毒: 300000ppm / 24h

可以用过氧乙酸消毒: 15% / 24h

可以用臭氧消毒: 200ppm / 72h

可以用伽马射线消毒



璟旭生物科技（上海）有限公司

2026-02-05